




Instructions for Use

NEOPRENE WRAP AROUND
HINGED KNEE SUPPORT



3

EN | INSTRUCTIONS FOR USE

4

ES | INSTRUCCIONES PARA EL USO

5



EN – Caution: This product has been designed and tested based on single patient usage and is not recommended for multiple patient use. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

ES – Atención: Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

ENGLISH

INDICATION FOR USE

Post-operation rehabilitation; tendonitis, bursitis, arthritis; and sprains and strains.

CAUTION

Patients should be instructed to inspect their knee and the product before and after each use. Modifications to this product are the sole responsibility of the prescribing physician.

PHOTO CAPTIONS

- a. Upper contact closure strap.
- b. Hinges.
- c. Anterior patella opening.
- d. Posterior opening.
- e. Lower contact closure.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Position brace behind the knee so that the contact closures are open to the front of the patella. When opened, the wider section of the support is the top of the brace.
2. Secure upper contact closure, making sure that the closure is centered just above the patella.
3. Secure lower contact closure, making sure that the closure is centered just below the patella. Adjust straps as necessary for adequate support. Do not overtighten.
4. Confirm that patella is centered in the patella opening. Adjust if necessary.
5. Confirm the hinges are centered evenly around the knee. Adjust if necessary.
6. Secure the contact closure straps. Do not secure straps on/over the patella opening. Do not over-tighten. Adjustments may be necessary as knee swelling patterns change.

WASHING INSTRUCTIONS

1. The brace can be cleaned using a mild detergent and cold water (30°C / 86°F). Do not wash in washing machine.
2. Lay support out flat on a towel and air dry. Do not place in dryer. Do not place near heater.

ESPAÑOL

INDICACIONES DE EMPLEO

Torceduras y esguinces de gravedad leve a moderada, soporte tras la retirada de una escayola y terapia con calor y frío.

PRECAUCIONES

Será necesario enseñar al paciente a examinarse el pie y el tobillo, así como a revisar el producto antes y después de cada uso. Lleve siempre un calcetín de deporte absorbente.

LEYENDA DE LAS FOTOGRAFÍAS

- a. Cinchas de cierre por contacto ajustables.
- b. Dispositivo extraíble para terapia con calor/frío.
- c. Cincha para el talón ajustable.
- d. Estribos laterales.
- e. Cincha del tendón de Aquiles.
- f. Cierres para cordones.

COLOCACIÓN

1. Colóquese sobre el soporte. Centre los estribos laterales a lo largo de la parte inferior de la pierna y el tobillo.
2. Enrolle la cincha inferior de forma que quede firme pero cómoda alrededor del soporte. Ajuste el cierre por contacto.
3. Ajuste la cincha para talón en la zona inferior del pie hasta que quede firme pero cómoda. Los ajustes deben realizarse a ambos lados del soporte. Coloque la parte inferior de los estribos al mismo nivel o ligeramente por encima de la parte inferior del pie.
4. Ajuste la cincha del tendón de Aquiles hasta que quede firme pero cómoda. Los ajustes deben realizarse a ambos lados del soporte.
5. Abroche la cincha superior y vuelva a ajustar la cincha inferior para obtener un ajuste firme pero cómodo. Puede que sea necesario realizar ajustes a medida que evolucione el edema del tobillo.
6. Póngase el zapato y pase los cordones por los cierres para cordones de ambos lados del soporte. Luego ate los cordones. Reajuste el soporte según lo necesite para obtener la comodidad y soporte máximos.

TERAPIA DE FRÍO/CALORI.

1. Para la terapia por frío, retire la almohadilla de gel del soporte y colóquela en el congelador entre 20 minutos y 1 hora aproximadamente. Para reducir la hinchazón, aplíquela directamente sobre la piel durante 20 minutos con la pierna elevada.
2. Para la terapia por calor, retire la almohadilla de gel del soporte y caliéntela en un horno microondas a intervalos de 20 segundos a baja potencia hasta que esté caliente. No use un horno convencional ni una llama para calentar la almohadilla de gel. No coloque la almohadilla de gel caliente directamente sobre la piel. Si está demasiado caliente, déjela enfriar antes de colocarla.
3. Cuando la almohadilla de gel esté fría/caliente, use las cintas de cierre por contacto para adherirla al soporte y siga con la terapia. Los pacientes con diabetes y con insuficiencias vasculares deben consultar siempre a un médico antes de aplicar la terapia por frío/calor.

LIMPIEZA

Lávelo a mano con un jabón suave y agua fría 30°C. Secar sólo al aire. No utilice lejía. Evite la exposición directa al sol y al calor durante un periodo prolongado.

Össur Americas

27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Össur Canada

2150 – 6900 Graybar Road
Richmond, BC
V6W 0A5, Canada
Tel: +1 604 241 8152

Össur Europe BV

Ekkersrijt 4106-4114
P.O. Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Össur Deutschland GmbH

Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen, Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
info-deutschland@ossur.com

Össur UK Ltd

Unit No 1
S:Park
Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 065 065
ossuruk@ossur.com

Össur Nordic

P.O. Box 67
751 03 Uppsala, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

Össur Iberia S.L.U

Calle Caléndula, 93 -
Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas
Madrid – España
Tel: 00 800 3539 3668
orders.spain@ossur.com
orders.portugal@ossur.com

Össur Europe BV – Italy

Via Baroaldi, 29
40054 Budrio, Italy
Tel: +39 05169 20852
orders.italy@ossur.com

Össur Asia

2F, W16 B
No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 21 6127 1700
asia@ossur.com

Össur Asia-Pacific

26 Ross Street,
North Parramatta
Sydney NSW, 2152 Australia
Tel: +61 2 88382800
info-asiapacific@ossur.com

Össur South Africa

Unit 4 & 5
3 on London
Brackengate Business Park
Brackenfell
7560 Cape Town
South Africa
Tel: +27 0860 888 123
infosasa@ossur.com

Össur Head Office

Grjótháls 5
110 Reykjavík, Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com

