

ENGLISH

USES

Clavicle fractures and dislocations, selected soft tissue injuries and postural problems.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Position the felt pad on back between the shoulder blades.
2. Wrap figure-8 arm straps around shoulders. Make certain the straps are not twisted and the arm pads are between the straps and the shoulders.
3. Feed the straps through the buckles and pull tight as desired.
4. The arm pad should be adjusted so that it fits under the arm and in front of the shoulder. The straps should be tight enough to pull the shoulders back.

WASHING INSTRUCTIONS

This product may be cleaned using mild detergent and cold water. Do not bleach. Do not wash in washing machine or place in dryer. Lay brace flat on a towel to air dry. Do not squeeze.

ESPAÑOL

USOS

Fracturas y dislocaciones de la clavícula, algunos problemas musculares y problemas posturales.

COLOCACIÓN

1. Coloque la almohadilla de fieltro en la espalda, entre los omóplatos.
2. Enrolle las correas de los brazos en figura de 8 alrededor de los hombros. Asegúrese de que las correas no estén torcidas y de que las almohadillas de los brazos se encuentren entre las correas y los hombros.
3. Pase las correas a través de las hebillas y jale firmemente, según lo desee.
4. La almohadilla del brazo debe ajustarse para que calce debajo del brazo y delante del hombro. Las correas deben estar lo suficientemente tensas para jalar los hombros hacia atrás.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Este product puede ser lavado con detergente suave y agua fria. No use lejía. No lave en lavadora o seque en secadora. Estire la férula sobre una toalla para que se seque. No la arruge.

EN – Caution: Össur products and components are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Össur products are used with other recommended Össur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

ES – Atención: Los productos y componentes de Össur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Össur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

Össur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Össur UK Ltd
Unit No 1, S:Park
Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 065 065
ossuruk@ossur.com

Össur Europe BV
De Schakel 70
5651 GH Eindhoven
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Össur Deutschland GmbH
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
info-deutschland@ossur.com



Össur hf.
Grjótháls 1-5
110 Reykjavík
Iceland

Össur Canada
2150 – 6900 Graybar Road
Richmond, BC
V6W OAS , Canada
Tel: +1 604 241 8152

Össur Nordic
Box 770
191 27 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

Össur Iberia S.L.U
Calle Caléndula, 93 -
Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas
Madrid – España
Tel: 00 800 3539 3668
orders.spain@ossur.com
orders.portugal@ossur.com

Össur Europe BV – Italy
Via Baroaldi, 29
40054 Budrio, Italy
Tel: +39 05169 20852
orders.italy@ossur.com

Össur APAC
2F, W16 B
No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 21 6127 1707
asia@ossur.com

Össur Australia
26 Ross Street,
North Parramatta
NSW 2151 Australia
Tel: +61 2 88382800
infosydney@ossur.com

Össur South Africa
Unit 4 & 5
3 on London
Brackengate Business Park
Brackenfell
7560 Cape Town
South Africa
Tel: +27 0860 888 123
infosasa@ossur.com



www.ossur.com

©Copyright Össur 2019

IFU 1394_002

Rev. 2

 **ÖSSUR®**
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Instructions for Use

FIGURE 8 CLAVICLE SPLINT