

<ul style="list-style-type: none">Material: Aluminium/Stainless Weight limit: 45kg Weight: 105g		
	Torque	Loctite
Foot Bolt	20Nm	243

For secure fastening use the loctite recommended and apply rated torque twice.

Note: A bonding agent may be required to secure the adapter to the foot, depending on the SACH foot selected. If in doubt contact the SACH foot manufacturer.

It is essential that only the supplied Foot Bolt is used to secure the SACH Foot Adapter in position, providing a secure thread engagement. If necessary the Foot Bolt should be cut to length.

- 2 year limited warranty

Aluminum tested to ISO10328, load level A60, rated to 100lbs/45kg for normal use.

A weatherproof device allows use in a wet and/or humid environment but does not allow submersion. Fresh water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect. Dry thoroughly after contact with fresh water. Fresh water: Includes tap water. Excludes salt and chlorinated water.

DEUTSCH

- Material: Aluminium/Stainless
- Gewichtslimit: 45kg
- Gewicht: 105g

	Drehmoment	Loctite
Verbindungsschraube	20Nm	243
<p>Verwenden Sie für eine sichere Fixierung das empfohlene Loctite und wenden Sie das Nenndrehmoment zweimal an.</p>		
<p>Bitte beachten Sie: Je nach verwendetem Sach-Fuß kann es notwenig sein, den Adapter mittels Klebstoff am Fuß zu sicheren. Halten Sie sich hierbei an die Anweisungen des jeweiligen Herstellers.</p>		

Bitte verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Verbindungsschraube, um den Adapter am Fuß zu befestigen, da Schraube und Gewinde aufeinander abgestimmt sind. Falls notwenig, können Sie die Verbindungsschraube auf die gewünschte Länge kürzen.

- 2 Jahre Garantie

Aluminiumbauteile für bis zu 45kg und normale Beanspruchung sind bei Belastungsgrad A6o nach ISO 10328 getestet.

Eine wetterfeste Orthese gestattet den Einsatz in nasser und feuchter Umgebung, aber kein Eintauchen. Aus irgendwelchen Richtungen gegen das Gehäuse spritzendes Frischwasser hat keine schädliche Wirkung. Nach Kontakt mit Frischwasser gründlich trocknen. Frischwasser: Inklusive Leitungswasser. Ausgeschlossen sind Salz und Chlorwasser.

FRANÇAIS

- Matériau : Aluminium/Stainless
- Poids limite : 45kg
- Poids : 105g

	Serrage	Adhésif
Vis de pied	20Nm	Loctite 243
<p>Pour garantir une bonne attache, utiliser l'adhésif recommandé et serrer deux fois.</p>		
<p>Remarque : Selon le pied SACH choisi, il sera peut-être nécessaire d'utiliser une résine colle pour bien fixer l'adaptateur sur le pied. En cas de doute, consulter le fabriquant du pied SACH.</p>		

Il est absolument indispensable de n'utiliser que la vis de pied fournie avec le kit pour positionner et fixer l'adaptateur pour pied SACH, afin d'assurer le vissage correct dans le taraudage de l'adaptateur. Si nécessaire : couper la vis de pied à la longueur voulue.

- 2 ans de garantie

Les composants en alliage sont testés selon la norme ISO 10328, en classe A6o, garantis jusqu'à 45kg en usage normal.

Un dispositif résistant aux intempéries qui peut être utilisé dans un environnement humide, mais qui ne peut pas être immergé. Les éclaboussures d'eau douce sur le dispositif n'ont normalement aucun effet négatif. Séchez soigneusement le dispositif après tout contact avec de l'eau. Eau douce : y compris l'eau du robinet. Exclut l'eau salée et l'eau chlorée.

ESPAÑOL

- Material: Aluminio/Stainless
- Peso límite: 45kg
- Peso: 105g

	Par de apriete	Loctite
Perno del pie	20 Nm	243

Para lograr una fijación segura, utilice el loctite recomendado y aplique dos veces el par de ajuste indicado.

Nota: Dependiendo del pie SACH que haya escogido, es probable que requiera un pegamento para afianzar el adaptador en el pie. En caso de duda, contacte con el fabricante del pie SACH.

Al afianzar el adaptador SACH en su debida posición, es esencial utilizar el perno proporcionado, cerciorándose de que quede bien enroscado. En caso de que resulte necesario, corte el perno al tamaño deseado.

- Garantía limitada de dos (2) años.

El aluminio ha sido probado bajo la norma iso 10328, para un nivel de carga A6o, el límite de peso para un uso normal es de 45 kg.

Un dispositivo resistente a condiciones climáticas adversas es apto para su uso en ambientes húmedos pero no se puede sumergir. Las salpicaduras de agua dulce desde cualquier dirección contra la estructura no tendrán efectos nocivos. Secar completamente después de estar en contacto con agua dulce. Agua dulce: incluye el agua del grifo. Excluye agua salada y clorada.

ITALIANO

- Materiale: Alluminio/Stainless
- Peso massimo: 45kg
- Peso: 105g

	Torsione	Loctite
Bullone del piede	20 Nm	243
<p>Per fissarlo, utilizzare il prodotto Loctite consigliato e applicare la torsione nominale due volte.</p>		
<p>Nota: A seconda del piede SACH utilizzato, per assicurare l'adattatore al piede può essere necessario un agente di fissaggio. In caso di dubbio contattare il fabbricante del piede SACH.</p>		

È fondamentale che per assicurare la posizione dell'adattatore del piede SACH venga utilizzato solamente il bullone del piede fornito, in modo tale da ottenere un contatto sicuro tra le filettature. Se necessario tagliare il bullone del piede alla lunghezza appropriata.

- Garanzia limitata a due anni.

Alluminio testato a norma ISO10328, livello di carico A60, valutato per impieghi normali a 100lbs/45kg.

Un dispositivo resistente alle intemperie consente l'uso in un ambiente bagnato e/o umido, ma non la sommersione. Gli spruzzi d'acqua dolce provenienti da

qualsiasi direzione contro la superficie esterna non avranno alcun effetto dannoso. Asciugare bene dopo il contatto con l'acqua dolce. Acqua dolce: comprende l'acqua del rubinetto. Esclude l'acqua salata o addizionata di cloro.

DANSK

- Materiale: Aluminium/Stainless
- Vægtgrænse: 45kg
- Vægt: 105g

	Moment	Loctite
Bolt	20 Nm	243
<p>Brug den anbefalede loctite, og anvend klassificeret moment to gange for at opnå sikker fastspænding.</p>		

Bemærk: Det kan være nødvendigt at bruge lim for at sikre, at adapteren sidder fast på foden. Det afhænger af den valgte SACH-fod. Hvis man er I tvivl, kan man kontakte producenten af SACH-foden.

Det er helt afgørende, at det kun er den medfølgende bolt, der anvendes til at fastgøre SACH fodadapteren med, for at sikre at gevindet passer helt sammen. Om nødvendigt kan bolten afkortes for at opnå den rette længde.

- To års begrænset garanti

Aluminium testet ifølge ISO10328 til belastning A60, godkendt til 45 kg ved normal brug.

En vejrbestandig anordning tillader brug i et vådt og/eller fugtigt miljø, men tillader ikke neddykning. Ferskvandsprøjt mod lukningen fra enhver retning har ingen skadelig virkning. Tør grundigt efter kontakt med ferskvand. Ferskvand: Omfatter også postevand. Eksklusiv salt- og klorvand.

SVENSKA

- Material: Aluminium/Stainless
- Max belastning: 45kg
- Vikt: 105g

	Åtdragningsmoment	Loctite
Fotbult	20 Nm	243

För säker fästning använd rekommenderad Loctite och anbring det nominella vridmomentet två gånger.

Observera : Beroende på typ av SACH-fot kan det vara nödvändigt att limma adaptern mot foten. Kontakta SACH-fotens tillverkare vid tvekan.

SACH-fotadaptern hålls endast på plats av den medföljande fotbulten, kontrollera att bulten når tillräckligt långt in i adaptern gängor. Vid behov kan

fotbultens längd rimmas.

- 2 års garanti

Aluminium, testad för nivån A60 enligt ISO 10328, rekommenderas för normal aktivitet upp till 45 kg.

En väderbeständig enhet som kan användas i våta och/ eller fuktiga miljöer. Få inte sänkas ner i vatten. Stänk av sötvatten bör inte påverka höljet. Torka noggrant av produkten efter kontakt med sötvatten. Sötvatten: Inkluderar kranvatten. Exkluderar salt och klorerat vatten.

NEDERLANDS

- Materiaal: Aluminium/Stainless
- Gewichtslimiet: 45kg
- Gewicht: 105g

	Aandraaien tot	Loctite
Voetbout	20Nm	243
<p>Gebruik voor het goed vastzetten de aanbevolen loctite en pas de vastgestelde torque twee keer toe.</p>		
<p>Let op: Het kan nodig zijn om een bevestigingsmiddel te gebruiken om de adapter aan de voet vast te maken, afhankelijk van de gekozen SACH voet. Neem in twijfelgevallen contact op met de fabrikant van de SACH voet.</p>		

- 2 jaar beperkte garantie

Het is essentieel dat alleen de geleverde voetbout gebruikt wordt, om de SACH voet adapter in positie te brengen en een veilige draadbevestiging te geven. Zo nodig kan de voetbout op de gewenste lengte afgesneden worden.

- 2 jaar beperkte garantie

Aluminium getest volgens ISO 10328, belastings niveau A6o, belastbaar tot 45 kg/100lbs voor normaal gebruik.

Um dispositivo à prova de intempéries permite o uso num ambiente molhado e/ou húmido, mas não permite a submersão. Os salpicos de água limpa sobre o invólucro, provenientes de qualquer direção, não terão efeitos nocivos. Seque cuidadosamente após contato com água limpa. Água limpa: inclui água da torneira Exclui sal e água clorada.

PORTUGUÊS

- Material: Alumínio/Stainless
- Limite de Peso: 45kg
- Peso: 105g

	Torque	Loctite
Parafuso do Pé	20Nm	243

Para uma fixação segura, utilizar o Loctite recomendado e

aplicar duas vezes a força de aperto nominal.

Nota: Dependendo do modelo de pé SACH, poderá ser necessário aplicar um agente aderente para fixar o adaptador ao pé. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do pé SACH.

Utilize apenas o Parafuso do Pé fornecido para fixar o Adaptador do Pé SACH na posição correcta, uma vez que este garante o encaixe perfeito das roscas. Caso seja necessário, o Parafuso do Pé pode ser cortado à medida.

- Garantia limitada de 2 anos

Alumínio testado segundo norma ISO10328, nível de carga A6o, para uma carga de até 100lbs/45Kg.

Um dispositivo à prova de intempéries permite o uso num ambiente molhado e/ou húmido, mas não permite a submersão. Os salpicos de água limpa sobre o invólucro, provenientes de qualquer direção, não terão efeitos nocivos. Seque cuidadosamente após contato com água limpa. Água limpa: inclui água da torneira Exclui sal e água clorada.

日本語

- 材料：アルミニウム
- 使用者の体重制限：45kg
- 重量：105g

	締め付けトルク値	ロックタイト
足部ボルト	20Nm	243

安全に取り付けるためには、推奨されるロックタイトを使用して、トルクを2度適用してください。

注意：アダプタを足部へ固定する際は、選択する SACH 足によっては接着剤が必要な場合があります。接着剤が必要か否か不明な場合は使用する SACH 足の取扱い店へお問い合わせ下さい。

確実に固定するため、付属の足部ボルトのみをご使用ください。足部ボルトは、必要であればご希望の長さにかットして下さい。

- 限定保証：日本総代理店の出荷日より2年

本製品に使用されているアルミニウムは、ISO10328　の負荷試験 A60 にて検査され、合格しています。

耐候機能が備わった装具は、濡れた場所や湿気が多い場所ではご使用いただけますが、浸水させることはできません。方向を問わずエンクローージャに飛沫がかかっても悪影響はありません。ただし、後で完全に乾かしてください。淡水：水道水を含みます。塩水や塩素処理水は含まれません。

EN – Caution: Os produtos e componentes are tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Össur products are used with other recommended Össur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE – Hinweis: Össur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach betriebsinternen Normen geprüft. Die Kompatibilität mit bzw. die Einhaltung dieser Normen ist nur möglich, wenn die Össur-Produkte mit anderen empfohlenen Össur-Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleiß auftreten, ist der Patient darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und seinen Arzt oder Orthopädietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde für den Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und geprüft. Die Vorrichtung darf NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den Arzt.

FR – Attention: Les produits et composants Össur sont conçus et testés selon les normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas où aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Össur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Össur. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES – Atención: Los productos y componentes de Össur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Össur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

IT – Avvertenze: I prodotti ed i componenti Össur sono stati progettati e collaudati conformemente agli standard ufficiali applicabili o a uno standard interno in mancanza di standard ufficiali applicabili. La compatibilità e la conformità a tali norme sono garantite solamente se i prodotti Össur sono utilizzati in combinazione con altri componenti Össur consigliati. Qualora una parte strutturale del dispositivo mostri segni di usura anche meccanica, informare l'utente di sospendere immediatamente l'uso della protesi e di consultare il proprio tecnico ortopedico. Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato da un singolo utente e se ne sconsiglia l'impiego da parte di più utenti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

DA – Forsigtig: Össur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til de gældende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke findes en gældende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse standarder opnås kun, når Össur produkter anvendes sammen med andre anbefalede Össur komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pagældende protese og kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af en patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV – Var försiktig! Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller tillämpliga industristandarder eller lokala standarder där det inte finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast när Össur-produkter används med andra rekommenderade Össur-produkter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av produktens konstruktionsdelar. Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL - Opgelet: Össur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar toepasselijke, officiële maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen officiële maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen wordt alleen verkregen wanneer Össur producten en onderdelen met andere aanbevolen Össur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiënten wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT- Atencção: Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas oficiais aplicáveis ou normas internas definidas quando não seja aplicável nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos da Össur forem utilizados com outros componentes recomendados pela Össur. Se a qualquer momento for detetado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o paciente deve ser instruído a interromper de imediato o uso do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não deve ser utilizado em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contato com o seu especialista clínico.


日本語
注意：オスール製品および部品は当該の公的基準または企業指定基準（公的基準が適用されない場合）に対応するよう設計され、検査されています。この規格の適合性及び準拠性は、オスール製品が他の推奨オスール部品と共に使用された場合にのみ有効です。装具の構造部品に異常な動作や摩耗がみられたときはいつでも、装具の使用を直ちに中止し、かかりつけの医師や臨床専門家に連絡するよう患者に指示してください。本品は患者1人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直ちにかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

Össur Americas 27051 Townie Centre Drive Foothill Ranch, CA 92610, USA Tel: +1 (949) 382 3883 Tel: +1 800 233 6263 ossurusa@ossur.com	Össur Canada 2150 – 6900 Graybar Road Richmond, BC V6W OA5 , Canada Tel: +1 604 241 8152	Össur APAC 2F, W16 B No. 1801 Hongmei Road 200233, Shanghai, China Tel: +86 21 6127 1707 asia@ossur.com
---	---	---

Össur UK Ltd Unit No 1, S:Park Hamilton Road Stockport SK1 2AE, UK Tel: +44 (0) 8450 065 065 ossuruk@ossur.com	Össur Nordic P.O. Box 67 751 03 Uppsala, Sweden Tel: +46 1818 2200 info@ossur.com	Össur Australia 26 Ross Street, North Parramatta NSW 2151 Australia Tel: +61 2 88382800 infosydney@ossur.com
--	--	--

Össur Iberia S.L.U Calle Caléndula, 93 - Miniparc III Edificio E, Despacho M18 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas Madrid – España Tel: 00 800 3539 3668 orders.spain@ossur.com orders.portugal@ossur.com	Össur South Africa Unit 4 & 5 3 on London Brackengate Business Park Brackenfell 7560 Cape Town South Africa Tel: +27 0860 888 123 infosa@ossur.com
--	---

Össur Deutschland GmbH Augustinusstrasse 11A 50226 Frechen Deutschland Tel: +49 (0) 2234 6039 102 info-deutschland@ossur.com	Össur Europe BV – Italy Via Baroaldi, 29 40054 Budrio, Italy Tel: +39 05169 20852 orders.italy@ossur.com
--	---

 <p>Össur hf. Grjótháls 1-5 110 Reykjavík, Iceland Tel: +354 515 1300 Fax: +354 515 1366</p>	
--	---

www.ossur.com	©Copyright Össur 2017	IFU 0194	IFU 1208_001	Rev. 5
--	-----------------------	----------	--------------	--------



Instructions for Use

JUNIOR S.A.C.H. FOOT ADAPTER

Product Number: AJ-833100