

ENGLISH

Indication for Use

For patients that would benefit from realignment of the patella, and/or patients that would benefit from an added lateral support of the patella such as: patients with lateral patellar subluxation and dislocations, lateral patellofemoral malalignment, patellofemoral maltracking and pain, and chondromalacia due to lateral maltracking.

Notice

Before application, confirm all product

DEUTSCH

Indikation

Für Patienten, bei denen eine Neu-Justierung der Patella sinnvoll ist und/ oder für Patienten, die von einer zusätzlichen lateralen Abstützung der Patella profitieren. Dazu gehören Patienten mit lateraler Patella-Subluxation und Verrenkung, lateraler patellofemoraler Fehlstellung, patellofemoraler Fehlverschiebung und Patellaerschbiebeschmerzen sowie peripatellärem Schmerzsyndrom (Chondromalazie) aufgrund seitlicher Fehlverschiebung.
Hinweis
Stellen Sie vor der Anwendung sicher,

FRANÇAIS

Indications d'utilisation

Pour les patients qui pourraient bénéficier d'un réalignement de la rotule, et / ou les patients qui bénéficieraient d'un soutien supplémentaire latéral de la rotule, comme par exemple : les patients souffrant d'une subluxation ou d'une dislocation de la rotule, d'un mauvais alignement fémoro-rotulien, d'une instabilité ou d'une douleur fémoro-rotulienne, ou encore d'une chondromalacie résultant d'une instabilité latérale.

ESPAÑOL

Indicaciones de uso

Para pacientes que se beneficiarían de una realineación de la rótula y/o de un soporte lateral adicional de la rótula, como por ejemplo: pacientes con subluxación y dislocación lateral de la rótula, mal alineamiento femorrotuliano lateral, dolor y seguimiento deficiente femorrotuliano y condromalacia debido a seguimiento deficiente lateral.

Aviso

Antes de la aplicación, confirme que

ITALIANO

Indicazioni per l'uso

Per i pazienti che potrebbero trarre beneficio dal riallineamento della rotula, e/o i pazienti che potrebbero trarre beneficio da un

dolore, condromalacia dovuta a maltracking laterale.

Avviso

Prima dell'applicazione, verificare che tutti i componenti del prodotto siano inclusi e non danneggiati.In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il rappresentante locale del Servizio Clienti Össur.

NORSK

Indikasjoner for bruk

For pasienter som vil dra nytte av innretting av patella og/eller pasienter som vil dra nytte av en ekstra sidestøtte av patella som for eksempel: pasienter med laterale patellar subluksasjon og dislokasjoner, laterale patellofemorale malalignment, patellofemorale feilspring og smerte og chondromalacia grunnet laterale feilspring.

Merk

Før bruk, bekreft at alle

DANSK

Indikationer for brug

For patienter, der vil drage fordel af reposition af patella, og/eller patienter, der vil drage fordel af en ekstra sidestøtte af patella, såsom: patienter med laterale patellasubluksation og dislokation, laterale patellofemorale malalignment, patellofemorale maltracking og smerte, og chondromalacia på grund af laterale maltracking.

Advarsel

Sørg for at alle produkt- komponenter

SVENSKA

Användningsområde

För patienter som gynnas av en omriktning av knäskålen, och/eller patienter som skulle gynnas av extra sidostöd för knäskålen, samt till exempel patienter med laterale patellasubluxation eller dislokation. Även laterale patellofemorale felställning, patellofemorale maltracking eller smärta, samt vid Chondromalacia patellae som orsakats av laterale maltracking.

Tänk på

Kontrollera att alla produktens delar är

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ενδείξεις χρήσης

Για ασθενείς που θα ωφεληθούν από την επανευθυγράμμιση της επιγονατίδας ή/και ασθενείς που θα ωφεληθούν από πρόσθετη πλευρική στήριξη της επιγονατίδας, όπως: ασθενείς με πλάγιο υπεξάρθρωμα και εξάρθρωση της επιγονατίδας, κακή πλευρική επιγονατιομηριαία ευθυγράμμιση, μη ομαλή επιγονατιομηριαία κύλιση (maltracking) και πόνο, καθώς και χονδροπάθεια λόγω πλευρικής μη ομαλής κύλισης (maltracking).

Προσοχή

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να φορηθεί απευθείας στο δέρμα. Επιθεωρήστε το γόνατό σας και αυτό το προϊόν πριν και μετά από κάθε χρήση. Εάν προκύψουν τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του

προϊόντος, παρακαλούμε

επικοινωνήστε με τον πιστοποιημένο

SUOMI

Käyttöaie

Potilaille, jotka hyötysivät patellan asennon korjaamisesta ja / tai potilaille, jotka hyötysivät patellan lateraalisisesta tuesta, kuten potilaita, jotka kärsivät lateralisesta patellan subluksaatiosta ja disloakaatiosta, lateralisesta patellofemoralisesta virheasennosta, patellofemoralisesta virheliikkeestä ja kivusta, tai lateraalisen virheliikkeen aiheuttamasta kondromalasiasta.

NEDERLANDS

Gebruiksindicatie

Voor patiënten die baat zouden kunnen hebben bij heruitlijning van de knieschijf en/of patiënten die baat zouden kunnen hebben bij extra laterale ondersteuning van de knieschijf, zoals: patiënten met een laterale patella subluxatie en dislocatie, laterale patellofemorale malalignment, patellofemorale maltracking en pijn, en chondromalacie als gevolg van laterale maltracking.

Kennisgeving

Controleer voor gebruik of alle

PORTUGUÊS

Indicações para uso

Para os pacientes que possam beneficiar de realinhamento da rótula e / ou pacientes que possam beneficiar de apoio lateral adicional da rótula tais como: pacientes com subluxação patelar e luxações, síndrome patelofemoral, desvio e dor patelofemoral e condromalácia devido ao mau alinhamento lateral.

Aviso

Antes da aplicação, confirme que dispõe de todos os componentes do produto e que não estão danificados.

POLSKI

Wskazania do stosowania

Dla pacjentów, w przypadku których zalecana byłaby korekcja ustawienia rzepki i/lub pacjentów z zaleceniem dodatkowej bocznej stabilizacji rzepki, takich jak: osoby z bocznym podwichnięciem i przemieszczeniami rzepki, przesuńciami bocznym w obszarze rzepkowo-udowym, zaburzeniami ruchowymi i bólem rzepkowo-udowym oraz chondromalacją z powodu nieprawidłowości poprzecznego ruchu stawu.

Ważna informacja

Przed użyciem należy sprawdzić

ČESKÝ

Indikace k použití

Pro pacienty, kterým by mohlo prospět

επαγγελματία υγείας σας.

Ennen pukemista, varmista, että kaikki tuotteen osat ovat mukana ja ehjiä. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys paikalliseen Össur-asiakaspalveluun.

Huomaa

Ennen pukemista, varmista, että kaikki tuotteen osat ovat mukana ja ehjiä. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys paikalliseen Össur-asiakaspalveluun.

Varoitus

Tämä tuote on suunniteltu pidettäväksi suoaraan ihoa vasten. Tarkasta polvi ja tuote ennen käyttööä ja sen jälkeen. Jos tämän tuotteen käyttöön liittyyiä ongelmia ilmenee, ota yhteyttä hoitoalan ammattilaiseen.

productonderdelen inbegrepen en onbeschadigd zijn. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice van Össur.

Opgelet

Dit product is ontworpen om direct te worden gedragen op de huid. Controleer uw knie en dit product voor voordoen met betrekking tot het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw zorgverlancier.

Se faltar alguma peça ou estiver danificada, entre em contacto com o seu representante local de Assistência Técnica da Össur.

Atenção:

Este produto foi concebido para ser usado diretamente sobre a pele. Inspeccione o joelho e este produto antes e depois de cada uso. Se ocorrer algum problema relacionado com a utilização deste produto, por favor contacte com o seu profissional de saúde devidamente habilitado.

obecność wszystkich elementów produktu oraz upewnić się, że nie są one uszkodzone. W przypadku braku lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem obsługi klienta firmy Össur.

Uwaga
Produkt jest przeznaczony do noszenia w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić stan kolana oraz produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z użytkowaniem produktu prosimy o skontaktowanie się z lekarzem.

Przed użyciem należy sprawdzić

centrované postavení český a/nebo přídavná boční opora český, jako jsou

pacienti: s laterální subluxací a dislokací pately, nesprávným laterálním patelofemorálním postavením, nesprávným laterálním

patelofemorálním vedením český při pohybu, patelofemorální bolesti a chondromalacii pately v důsledku nesprávného laterálního vedení český.
Poznámky
Před použitím zkontrolujte, zda žádná ze součástí produktu nechybí či není poškozená. V případě, že některé části

TÜRKÇE

Kullanım Alanları

Patella'nın yeniden hizalamasından yararlanacak hastalar için ve/veya patella'nın ek yanal desteğinden faydalanacak hastalar için örneğin: laterale patellar subluksasyon veya dislokasyon, laterale patellofemorale yanlı hizalaması, patellofemorale dengesizliği ve ağrısı ve laterale dengesizlik nedeniyle kondromalasi.
Uyarı
Uygulamadan önce, tüm ürün bileşenlerinin içinde ve hasarsız

РУССКИЙ

Показания к применению

Предназначено для пациентов, которым будет полезно выравнивание и/или дополнительная боковая поддержка надколенника, например: пациентам с боковым подвывихом и смещением коленного сустава, от боли при пателло-фemorальном смещении, при хондромалации вследствие боковой нестабильности
Примечание
Перед применением убедитесь в наличии полного комплекта и в

日本語

使用適応

膝蓋骨のアライメント調整が必要な患者、及び/または膝蓋骨の外側方向への亜脱臼や脱臼、膝蓋骨と大腿骨の外側へのアライメント不良、膝蓋骨と大腿骨の追脱

不良や疼痛、追脱不良による軟骨軟化症など、膝蓋骨への外側からのサポートが有効な患者。
注意
本製品は、肌に直接着るように設計されています。毎回、使用前後は膝と本製品を点検してください。本製品を使用して問題が発生した場合は、資格のある医療専門家にご相談ください。

中文

适应症

针对可能受益于髌骨重建和/或髌骨额外侧向支撑的患者，例如：外侧髌骨半脱位和脱臼、 外侧髌股关节排列不齐、髌股滑行轨迹不正和疼痛以及由于髌骨外偏导致的髌骨软化症等患者。

注意

使用前，请确认所有产品组件都齐全并且无损坏。如果出现任何部件丢失或损坏，请联系您当地的

výrobku chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte laskavě svého místního zástupce společnosti Össur.

Upozornění

Tento výrobek je určen k aplikaci přímo na kůži. Před a po každém použití zkontrolujte Vaše koleno a tento produkt. Pokud v souvislosti s používáním tohoto produktu nastane jakýkoliv problém, kontaktujte laskavě svého kvalifikovaného zdravotnického odborníka.

oldugundan emin olun.Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, lütfen yerel Össur Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile temas geçiniz.

Dikkat

Bu ürün, doğrudan deri üzerine takılmak üzere tasarlanmıştır.Her kullanımından önce ve sonra dizinizi ve bu ürünü kontrol edin.Bu ürünün kullanımını ile ilgili herhangi bir sorun meydana gelirse, yetkili tip uzmanınıza danışın.

отсутствии повреждений компонентов продукта. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, пожалуйста, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов Össur.

Внимание

Ортезпредназначен для ношения на голое тело . Проверьте ваше колено и ортез до и после каждого использования. При возникновении любых проблем, связанных с использованием ортеза, пожалуйста, обратитесь к врачу.

한국말

용도

슬개골 재정렬이 이절이 되거나 혹은 슬개골 외측에 서포트를 더해 이절이 되는 환자는 다음과 같습니다:
외측 슬개골 아탈구 및 탈구, 외측 슬개대퇴관절 부정렬, 슬개대퇴관절 비정상 활주, 외측 비정상 활주로인한 연골연화증을 가진 환자

안내

사용하기 전에 모든 제품 구성 요소가 포함되어 있으며 손상되지

SLOVENČINA

Indikácie použitia

Pre pacientov, ktorí by mali prospech z napravenia kolenného jablčka, a /alebo pacientov, ktorí by mali prospech z pridanej bočnej opory jablčka, ako sú: pacienti s bočnou patelárnou subluxáciou a dislokáciou, bočného patelofemorálneho chybného postavenia, patelofemorálneho maltracking a bolesti, a chondromalacie v dôsledku bočného maltracking.

Oznámenie

Pred aplikáciou skontrolujte, či sú všetky súčasti produktu priložené a

EESTI KEEL

Kasutusnäidustus

Patsientidele, kes saaksid abi põlvekedra tagasipaigaldamisest ja/ või patsientidele, kes saaksid abi põlvekedra täiendavast külgtoestusest, näiteks: patsiendid, kellel esineb põlvekedra külgmine subluksatsioon ja nihetus, külgmine patellofemoraalne väärasetus, patellofemoraalne väärliikuvus ja valu ning külgmisest väärliikuvusest põhjustatud kondromalaatsia.

Teade

Enne kasutamist veenduge, et kõik

ROMÂNĂ

Indicații pentru utilizare

Pentru pacienții care ar beneficia de realinierea rotulei, și / sau pacienții care ar putea beneficia de un suport lateral adăugat patelui, cum ar fi: pacienții cu subluxație patelară laterală și dislocări, proastă aliniere patelofemurală laterală, alunecare incorectă patelofemurală și durere, și chondromalacie datorată alunecării laterale incorecte.

Notificare

Înainte de aplicare, verificați dacă toate componentele produsului sunt incluse și nedeteriorate. În cazul în care

iațtăzșz zı hıvınlıhıszıoz.

누락되거나 손상된 부품이 있는 경우, 해당 지역의 Össur 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.

주의사항

이 제품은 피부에 직접 착용하도록 설계되었습니다. 제품 사용 전후 무릎과 제품을 검사하십시오. 이 제품의 사용과 관련하여 문제가 발생하는 경우 면허가 있는 의료 전문가/보조기기사에 문의하시기 바랍니다.

nepoškodené.Ak niektóre časti chýbajú alebo sú poškodené obráťte sa na miestneho zástupcu zákaznicko servisiu firmy Össur.

Pozor

Tento výrobok je určený na nosenie priamo na koži.Skontrolujte vaše koleno a tento produkt pred a po každom použití.Ak sa v súvislosti s používaním tohto produktu vyskytujú nejaké problémy, prosím kontaktujte vášho certifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

toote osad on olemas ja kahjustamata. Kui mõni osa on puudu või kahjustatud, võtke palun ühendust oma kohaliku Össuri klienditeenindajaga.
Ettevaustus
See toode on ette nähtud kasutamiseks otse nahal. Kontrollige oma põlve ja seda toodet enne ja pärast igat kasutamiskorda. Selle toote kasutamisega seotud probleemide tekkimisel pöörduge palun oma sertifitseeritud meditsiinitöötaja poole.

lipsește sau este deteriorată vreo parte, vă rugăm să contactați Reprezentantul Serviciului de Relații cu Clienții Össur local.
Atenție
Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele. Verificați-vă genunchiul și acest produs înainte și după fiecare utilizare. Dacă apare vreo problemă legată de utilizarea acestui produs, vă rugăm să contactați cadrul medical atestat.

موجودة أو تالفة، يرجى الاتصال بممثل خدمة العملاء المحلي في Össur.

تحذير

تم تصميم هذا المنتج ليتم ارتداؤه مباشرةً على الجلد. فحص ربتك وهذا المنتج قبل وبعد كل استخدام. في حالة حدوث أي مشكلات متعلقة باستخدام هذا المنتج، يُرجى الاتصال بالاختصاصي الطبي المعتمد.




العربية

دواعي الاستخدام

بالنسبة للرضى الذين يستفيدون من رد عظمة الرضفة / أو المرضى الذين سيستفيدون من الدعم الجانبي الإضافي للرضفة، مثل: المرضى الذين يعانون من خلع جزئي أو خلع الرضفة الجانبي أو الاختلال الجانبي الرضفي الفخدي أو الألمر و الضمور الفخذي أو التضخم الفضروفي بسبب الخلع الجزئي.

تنويه

قبل الاستخدام، تأكد من وجود جميع مكونات المنتج وأنها غير تالفة. إذا كانت هناك أي قطع أو أجزاء غير



EN – Caution: This product has been designed and tested based on single patient usage and is not recommended for multiple patient use. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE – Zur Beachtung: Dieses Produkt ist für die Anwendung bei ein und demselben Patienten vorgesehen und geprüft. Der Einsatz für mehrere Patienten wird nicht empfohlen. Wenn beim Tragen dieses Produkts Probleme auftreten, sofort den Arzt verständigen.

FR – Attention: Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES – Atención: Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

IT – Avvertenza: Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato per un singolo paziente e se ne sconsiglia l'impiego per più pazienti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

NO – Advarsel: Dette produktet er utformet og testet basert på at det brukes av én enkelt pasient. Det er ikke beregnet på å brukes av flere pasienter. Ta kontakt med legen din umiddelbart dersom det oppstår problemer relatert til bruk av produktet.

DA – Forsigtig: Dette produkt er beregnet og prøvet til at blive brugt af én patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV – Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en en-skild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

EL – Προσοχή: Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί βάσει της χρήσης από έναν ασθενή και δεν συνιστάται για χρήση από πολλούς ασθενείς. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα με τη χρήση του παρόντος προϊόντος, επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας.

FI – Huomio: Tuotteen suunnittelussa ja testauksessa on lähdetty siitä, että tuotetta käytetään vain yhdellä potilaalla. Käyttö useammalla potilaalla ei ole suositeltavaa. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, ota välittömästi yhteys hoitoalan ammattilaiseen.

NL – Opgelet: Dit product is ontworpen en getest voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT – Atenção: Este produto foi concebido e testado com base na utilização num único doente e não está recomendado para utilização em múltiplos doentes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contacto com o seu profissional de saúde.

PL – Uwaga! Ten wyrób został opracowany i sprawdzony w celu użycia przez jednego pacjenta i nie rekomenduje się użycia go przez kilku pacjentów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów podczas stosowania tego wyrobu należy niezwłocznie zwrócić się do wykwalifikowanego personelu medycznego.

CS – Pozor! Tento produkt byl navržen a otestován pouze pro využití jedním pacientem. Nedoporučuje se používat tento produkt pro více pacientů. Pokud se objeví jakékoliv problémy s používáním tohoto produktu, okamžitě se obraťte na odborného lékaře.

TR – Dikkat: Bu ürün tek hastada kullanılmak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir, birden fazla hastada kullanılması önerilmemektedir. Bu ürünü kullanırken ilgilii herhangi bir sorun yaşarsanız hemen sağliđ uzmanınıza iletişim kurun.

RU – Внимание: Данный продукт разработан и испытан с целью использования одним пациентом и не рекомендуется для использования несколькими пациентами. При возникновении каких-либо проблем во время использования данного продукта сразу же обратитесь к специалисту-медику.

ET – Ettevaatus: See toode on konstrueeritud ja testitud ühe patsiendi kasutamise tarbeks ning seda ei soovitata kasutada mitmel patsiidil. Kui selle toote kasutamisel tekib mõni probleem, võtke viivitamatult ühendust oma meditsiinitöötajaga.

RO – Atenție: Acest produs a fost proiectat și testat în baza utilizării de către un singur pacient și nu este recomandat pentru a fi utilizat de mai mulți pacienți. Dacă apare vreo problemă legată de utilizarea acestui produs, adresați-vă imediat cadrului medical.

SK – Upozornenie: Tento výrobok bol navrhnutý a testovaný pre používanie jedným pacientom a jeho používanie viacerými pacientmi sa neodporúča.Ak sa pri používaní tohto výrobku vyskytnú nejaké problémy, ihneď kontaktujte svojho lekára.

日本語 – 注意：本品は患者 1 人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直ちにかりかりの医師や医療従事者に連絡してください。

中文 – 注意：本产品经过设计和测试，供单个患者使用，不推荐用于多个患者。如果您在使用本产品时出现任何问题，请立即联系您的医务工作者。

한국어 – 주의：본 제품은 개별 전용으로 설계되었고, 검사 완료되었으며 다중 사용자용으로는 권장하지 않습니다. 본 제품 사용과 관련하여 문제가 발생할 경우 즉시 의료전문가에게 문의하십시오.

AR – تحذير: تم تصميم هذا المنتج واختباره على أساس الاستخدام لمريض واحد، ولا يوصى باستخدامه لعدة مرضى. في حالة حدوث أي مشكلات تتعلق باستخدام هذا المنتج، يرجى الاتصال على الفور بالاختصاصي الطبي لديك.

Össur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Össur UK Ltd
Unit No 1, S:Park
Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 065 065
ossuruk@ossur.com

Össur Europe BV
De Schakel 70
5651 GH Eindhoven
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Össur Deutschland GmbH
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
info-deutschland@ossur.com

Össur Europe BV – Italy
Via Baroaldi, 29
40054 Budrio, Italy
Tel: +39 05169 20852
orders.italy@ossur.com

Össur hf.
Grjótsháls 1-5
110 Reykjavík
Iceland

www.ossur.com

Össur Canada
2150 – 6900 Graybar Road
Richmond, BC
V6W 0A5 , Canada
Tel: +1 604 241 8152

Össur Nordic
Box 770
191 27 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

Össur Iberia S.L.U
Calle Caléndula, 93 -
Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas
Madrid – España
Tel: 00 800 3539 3668
orders.spain@ossur.com
orders.portugal@ossur.com

Össur South Africa
Unit 4 & 5
3 on London
Brackengate Business Park
Brackenfell
7560 Cape Town
South Africa
Tel: +27 0860 888 123
infosa@ossur.com

Össur Australia
26 Ross Street,
North Parramatta
NSW 2151 Australia
Tel: +61 2 88382800
infosydney@ossur.com


Össur South Africa
Unit 4 & 5
3 on London
Brackengate Business Park
Brackenfell
7560 Cape Town
South Africa
Tel: +27 0860 888 123
infosa@ossur.com

© Copyright Össur 2018

IFU 1093_001

Rev. 3

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Instructions for Use

FORMFIT® KNEE HINGED LATERAL J