

ENCAJES DE SILICONA ICERROSS® BY ÖSSUR®

	TRANSTIBIAL								TRANSFEMORAL					JUNIOR		
	SEAL-IN			CUSHION				LOCKING				SEAL-IN			LOCKING	LOCKING
NOMBRE DEL PRODUCTO	ICERROSS SEAL-IN® X	ICERROSS SEAL-IN® V	ICERROSS SEAL-IN® X5	ICERROSS® ACTIVA CON TIBIAGUARD™	ICERROSS® SYNERGY™ CUSHION	ICERROSS DERMO® CUSHION	ICERROSS COMFORT® CUSHION	ICERROSS® SYNERGY™ LOCKING	ICERROSS DERMO® LOCKING	ICERROSS COMFORT® LOCKING	ICERROSS® ORIGINAL LOCKING	SEAL-IN X TF	ICERROSS TF SEAL-IN® X5	ICERROSS TF SEAL-IN®	ICERROSS® TRANSFEMORAL LOCKING	ICERROSS® JUNIOR LOCKING
NIVEL DE IMPACTO																
PERFIL	3mm y 6 mm	3mm	3mm	6mm anterior 2mm posterior	3mm	3mm y 6mm	3mm y 6mm	3mm	3mm y 6mm* (Estándar) 3mm (Conical)	3mm y 6mm*	2mm	3mm	3mm	3mm	2mm (Estándar) 3mm(Conical)	3mm
RIGIDEZ DE DE SILICONA	Muy blando	Muy blando	Muy blando	Muy blando/ Rígido	Muy blando/Rígido	Muy blando	Soft	Muy blando/Rígido	Muy blando	Blando	Muy rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Stabilo - Rígido Derma - Muy blando
LONGITUD DE MATRIZ	Sin matriz	Sin matriz	10-13cm	Sin matriz	Sin matriz	Sin matriz	Sin matriz	10cm	10cm	10cm	10cm	Sin matriz	Longitud completa	Longitud completa	Longitud completa	10cm
SUSPENSIÓN																
CARACTERÍSTICAS																
CUBIERTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SUPERFICIE INTERNA SUAVE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MATRIZ																
WAVE		•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
DOBLE DURÓMETRO				•	•			•								
TIBIAGUARD™				•												
PERFIL CONICO									•			•	•	•	•	
COMPATIBLE CON UNITY®	•	•	•									•	•	•		
OPCIONES			También disponible sin Wave		También disponible sin Wave	También disponible sin Wave		También disponible sin Wave	También disponible sin Wave *6mm solo disponible sin Wave También disponible con forma cónica	También disponible sin Wave *6mm solo disponible sin Wave	También disponible sin cubierta	También disponible con forma cónica	También disponible con forma cónica	También disponible con forma cónica	También disponible con forma cónica	Disponible con silicona Stabilo o Derma
SUSPENSIÓN RECOMENDADA	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500 con la rodillera Iceross Sleeve	Icelock 500 con la rodillera Iceross Sleeve	Icelock 500 con la rodillera Iceross Sleeve	Icelock 500 con la rodillera Iceross Sleeve	Icelock 200, 400 & 600	Icelock 200, 400 & 600	Icelock 200, 400 & 600	Icelock 200, 400 & 600	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 200 & 400	Icelock 700

SEAL-IN X
Incorpora una membrana desplazable para asegurar la posición óptima en muñones sensibles o con formas inusuales, además de facilitar la colocación o retirada del liner a usuarios con destreza manual reducida.



SEAL-IN X5
Incorpora una serie de cinco membranas integradas que se adaptan a la forma del muñón y a la pared interna del encaje para lograr un ajuste hermético y mayor confort.



SEAL-IN V
Las membranas de adaptación de volumen incorporadas se adaptan a las fluctuaciones de volumen y los cambios en la forma. El liner Seal-In ofrece lo más novedoso en métodos de suspensión fiables y cómodos.



SEAL-IN
Mediante la ingeniosa membrana de sellado hipobárica (HSM™, por sus siglas en inglés), el liner Iceross Seal-In optimiza la suspensión y el confort, al tiempo que ofrece la máxima comodidad al usuario para su uso diario.



ANCLAJE (LOCKING)
La característica de bloqueo ofrece a los usuarios una suspensión firme, segura y cómoda. Se puede utilizar con cualquiera de los dos sistemas; bloqueo o desbloqueo.



CUSHION
Una almohadilla distal más gruesa y blanda mejora la comodidad del usuario, protege los sensibles extremos distales y se ajusta a las formas distales irregulares.



MATRIZ ESTABILIZADORA
Matriz única integrada que permite la expansión radial y limita la elongación longitudinal para una mayor estabilidad y bienestar de la piel.



CUBIERTA
La cubierta exterior presenta una extraordinaria resistencia y durabilidad frente al desgaste por el uso, mientras que la elasticidad permite la expansión radial



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL
La silicona Dermalisil® incorpora Vaselina® y Aloe Vera para calmar y ayudar a mantener la piel sana.



DOBLE DURÓMETRO
El liner incorpora dos durómetros de silicona cuya capa interna ofrece confort y protección a la piel, mientras que la capa externa proporciona amortiguación y estabilidad.



WAVE
Permite la extensión del liner sobre la rótula y controla el doblamiento del mismo en la sensible zona de detrás de la rodilla.



SUPERFICIE INTERNA SUAVE
Superficie basada en microingeniería que permite una excepcional adaptación a la piel.



TIBIAGUARD
Una almohadilla de silicona blanda con la función Wave integrada proporciona protección a la tibia anterior, mientras que una capa de silicona más fina en la parte posterior aumenta el control y la propiocepción. La combinación de los dos perfiles de silicona junto con el diseño Wave ofrecen un almohadillado excelente y mayor libertad de movimiento.



PERFIL CONICO
Esta característica está diseñada para proporcionar un ajuste mucho más cómodo y personal a amputados con un muñón de forma cónica. La forma cónica del liner incorpora una serie de ondas verticales, cuya función es reducir la presión y ayudar a prevenir que los bordes del extremo proximal se deslicen hacia abajo.

