

ELATION®



Van schoenen wisselen hoeft niet moeilijk te zijn. Door te kiezen voor een voet met verstelbare hielhoogte is het ook niet nodig om in te leveren op het functioneren. Elation kan met een druk op de knop eenvoudig tot 5 cm versteld worden terwijl de progressieve verstijvingsfunctie van de voet de stijfheid automatisch aanpast aan de belasting, zodat het looppatroon comfortabel en constant is.



Gebruikersinformatie	
Amputatieniveau:	Transfemoraal en transtibiaal
Belastingsniveau:	Laag tot gemiddeld
Maximum gewicht patiënt:	100kg

Productinformatie	
Maat:	22-28
Gewicht van de voet: (Maat 27)	710g met piramide en voetovertrek
Inbouwhoogte: (Maat 27)	92mm met piramide en voetovertrek
Hielhoogte:	Verstelbaar tot 50mm
Adapteropties:	Mannelijke piramide of buisklem



TEENHEFBOOM



SANDAAL TEEN




AANPASBARE
HIELHOOGTE

BESTELINFORMATIE

VOOR COMPLETE VOET




AFMETINGEN



ELATION®

KITS

ELATION KIT MET MANNELIJKE PIRAMIDE



Inclusief:

- Voet/enkelmodule volledig gemonteerd met stootkussens voor en achter (zwarte stootkussens achter) en vastgelijmde voetovertrek
- Inclusief drie extra stootkussens achter (groen, rood en oranje)

*Graag vermelden wanneer u een bruine voetovertrek wilt bestellen. Voeg "BR" toe aan het bestelnr. Dit is een speciale bestelling.

TOEBEHOREN


MANNELIJKE PIRAMIDE ENKEL KIT

Links	Rechts	Voetmaat
ELP00001	ELP00002	22-23
ELP00003	ELP00004	24-25
ELP00005	ELP00006	26-28

Inclusief:

- Enkel voor Elation voetmodule met stootkussens voor en achter (zwart stootkussens achter)
- 3 extra stootkussens (groen, rood en oranje)
- Bevestigingshardware

VOETMODULE



Inclusief:

- In voetovertrek geïntegreerde voetmodules*

*Graag vermelden wanneer u een bruine voetovertrek wilt bestellen. Voeg "BR" toe aan het bestelnr. Dit is een speciale bestelling.

BUMPERS

Bestel#	Omschrijving
ELP0000F	Voorste stootkussens (1 stootkussens, dubbele hardheid)
ELP0000K	Achterste stootkussens kit (groen, zwart, rood en oranje stootkussens, 1 van iedere kleur)
ELP0000G	Achterste stootkussens groen, zacht
ELP0000B	Achterste stootkussens zwart, gemiddeld
ELP0000R	Achterste stootkussens rood, stevig
ELP0000A	Achterste stootkussens oranje, extra stevig

BEVESTIGINGSMIDDELEN KITS


Bestel#	Voetmaat
ELX50001	22-25
ELX50002	26-28

Inclusief:

- 2 x M8 Bouten
- 2 x Ringen
- Loctite 243

ELATION®

TEKENING



	Omschrijving
1.	Voetmodule
2.	Elation met piramide
3.	Elation met buisklem
4.	Voetcosmese
5.	Voorste stootkussen