


ICEROSS SEAL-IN® V TRANSTIBIALE LINER MET WAVE





Een nieuwe siliconenliner van Össur die volumeveranderingen opvangt, waardoor de patiënt ongekende vrijheid en zekerheid heeft. De nieuwe Seal-In V, het boegbeeld van de befaamde Iceross-serie, biedt de meest betrouwbare en comfortabele bevestiging die er is.

Iceross Seal-In V is verkrijgbaar met de afdichting op twee verschillende plaatsen, Standaard en Hoog profiel. De Hoog profiel-variant moet worden gebruikt wanneer het restledemaat dit toelaat, zeker als er gevoelige punten aanwezig zijn op de distale tibiaraand.

Össur raadt aan om Iceross Seal-In V met Wave-functie te gebruiken in combinatie met de Icelock® 500-serie.

Gebruikersinformatie	
Amputatieniveau:	Transtibiaal
Belastingsniveau:	Alle
Liner informatie	
Maat standaard:	18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36.
Profiel:	3mm



SUSPENSIE METHODE



SEAL-IN V

KENMERKEN



STOFFEN OVERTREK



ACTIVE SKIN CARE



ZIJDEN BINNEN-OPPERVLAK




WAVE

SEAL HOOGTE EN MINIMALE TRIMLIJN

Liner maat	Minimale trimlijn*	
	Standaard profiel	Hoog profiel
18-20	10cm	13cm
21-25	11cm	14cm
26-30	12cm	15cm
31-36	13cm	16cm

*De vorm van het restledemaat en voorkeur voor de trimlijn kunnen verschillen. De minimale lengte van het restledemaat is genoemd bij benadering.



BESTELINFORMATIE

Bestel#	Profiel	Bevestiging
I-4713XX	Wave 3mm	Seal-In V
I-4723XX	Wave 3mm	Seal-In V Hoog profiel