

FLEX-FOOT® POUR PARTIR DU BON PIED



SOLUTION	FLEX-FOOT® BALANCE	BALANCE™ FOOT J	SURE-FLEX®	TALUX®	PRO-FLEX®	PRO-FLEX® XC	PRO-FLEX® LP	VARI-FLEX®	MODULAR III™	RE-FLEX ROTATE™	RE-FLEX SHOCK™	CHEETAH® XPLORE	FLEX-RUN™ AVEC NIKE® SOLE	FLEX-FOOT CHEETAH® XTEND	FLEX-FOOT CHEETAH® XTREME
CARACTÉRISTIQUES	Stabilité et confort pour ceux qui en ont le plus besoin et qui : - Souffrent de diabète ou de problèmes cardio-vasculaires - Marchent très lentement avec une attaque du talon peu agressive - Ont besoin d'un pied souple pour marcher sur des courtes distances, principalement à l'intérieur	Stabilité et confort à l'attaque du talon, avec une bonne progression pour les utilisateurs moins actifs : - Ayant des problèmes de diabète ou des complications vasculaires - Recherchant un déroulé fluide et une bonne restitution d'énergie - Exigeant stabilité et confort à l'attaque du talon	Confort et efficacité énergétique pour les utilisateurs qui : - Souffrent de diabète ou de problèmes cardio-vasculaires - Pratiquent des activités en intérieur et à l'extérieur - Recherchent un pied confortable, avec une bonne restitution d'énergie, qui protège également le membre résiduel, pour retrouver un mode de vie plus actif	Démarche fluide et stabilité pour ceux qui : - Marchent régulièrement sur des terrains accidentés au cours de leurs activités - Recherchent un pied avec un déroulé facilité et une bonne progression du pied (par exemple moignon court) - Présentent des moignons sensibles, qui nécessitent une absorption des chocs renforcée - Aiment porter des tongs / sandales	Amplitude de mouvement exceptionnelle et restitution d'énergie augmentée pour les utilisateurs qui : - Veulent améliorer la protection du côté sain en réduisant la charge appliquée sur le côté controlatéral - Cherchent à reproduire le mouvement physiologique	Pied léger et innovant pour les utilisateurs qui : - Aiment pratiquer des activités comme la randonnée, le jogging et la marche - Recherchent une compression verticale exceptionnelle et un retour d'énergie en phase d'appui ainsi qu'une progression naturelle et fluide de l'attaque du talon jusqu'à la fin du pas <i>Également disponible avec amortisseur de chocs et de torsion (Pro-Flex XC Torsion)</i>	Moins de contraintes et plus de dynamique pour les utilisateurs qui : - Souhaitent bénéficier d'une dynamique identique à celle d'un pied haut, mais sur un profil bas. - Recherchent une restitution d'énergie exceptionnelle et une progression fluide et naturelle <i>Également disponible avec amortisseur de chocs et de torsion (Pro-Flex LP Torsion)</i>	Souplesse, contrôle et restitution d'énergie optimisée pour les utilisateurs qui : - Pratiquent de nombreuses activités en intérieur et à l'extérieur - Recherchent un pied léger avec une bonne restitution d'énergie - Souhaitent un pied souple avec un grand confort et une excellente dynamique pour s'adapter à une large gamme d'activités <i>Le Vari-Flex peut être commandé avec l'option orteil séparé.</i>	Stockage optimal et restitution d'énergie jusqu'à 95% pour les utilisateurs qui : - Veulent pratiquer différents types d'activités - Recherchent un pied léger et dynamique - Présentent un moignon court	Performances élevées, protection et confort pour les utilisateurs qui : - Pratiquent des activités variées d'impact modéré à élevé - Recherchent à la fois un bon contrôle de la rotation, une excellente absorption des chocs et une restitution d'énergie élevée - Veulent un pied solide, sans entretien, leur permettant d'atteindre le maximum de leur potentiel	Performances élevées, réactivité et confort pour ceux qui : - Sont très actifs et pratiquent de nombreuses activités à fort impact - Recherchent une absorption des chocs exceptionnelle et une excellente restitution d'énergie - Veulent un pied solide, sans entretien leur permettant d'atteindre le maximum de leur potentiel	Restitution d'énergie importante et poussée dynamique pour les utilisateurs qui : - Souhaitent pratiquer différentes activités quotidiennes, de la marche au sport, sans changer de prothèse - Veulent une solution dynamique et polyvalente, offrant également équilibre et stabilité	Performances inégalées et efficacité énergétique exceptionnelle pour ceux qui : - Veulent reprendre la course, le jogging ou des sports de loisirs - Pratiquent des activités à fort impact telles que le trail, la course de fond et le triathlon	Pied aux performances extraordinaires, fabriqué sur mesure pour les athlètes et sportifs de haut niveau. Cheetah Xtend est conçu spécialement pour les courses rapides sur longues distances (400m - 5000m)	Pied aux performances extraordinaires, fabriqué sur mesure et pour les athlètes et sportifs de haut niveau. Cheetah Xtreme est conçu spécialement pour les courses rapides sur courtes distances (100m-200m)
NIVEAU D'ACTIVITÉ															
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR TALON	136 kg	136 kg	136 kg	147 kg	125 kg	125 kg	166 kg	166 kg	222kg	147 kg	166 kg	147kg	130 kg	147 kg	147 kg
POIDS DU PIED*	490 g	632 g	620 g	740 g	920 g	670 g	647 g	700 g	885 g	1136 g	1048 g	646 g	694 g avec semelle et pyramide mâle	750 g	918 g
ADAPTATEURS	Pyramide mâle	Pyramide mâle	Pyramide mâle Tube composite 30 mm	Pyramide mâle, Quick-Align Tube carbone 30 mm	Pyramide mâle	Pyramide mâle	Pyramide mâle	Pyramide mâle, Quick-Align Tube carbone 30 mm	Pyramide mâle ou adaptateur T	Pyramide mâle Pyramide femelle	Pyramide mâle	Adaptateur de lamination	Pyramide mâle Pyramide femelle	Connecteur de stratification	Connecteur de stratification
HAUTEUR DU PIED*	62 mm	120 mm	125 mm	182 mm	155 mm	155 mm	73 mm	170 mm	188-383mm	216 - 265 mm (module de pied standard)	210 - 238 mm (module de pied standard)	521 mm	261 - 277 mm avec semelle et platine de liaison	330 - 451 mm	375 - 530 mm
GARANTIE	24 mois	24 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	36 mois	12 mois	12 mois	12 mois
CARACTÉRISTIQUES															
Réponse proportionnelle		●	●	●	27° d'amplitude de mouvement de la cheville	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Talon actif Carbon-x®			●	●	Charge appliquée sur le côté sain réduite de 11%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Progression Tibiale active		●	●	●	Restitution d'énergie exceptionnelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Semelle de longueur intégrale	●	●	●	●	Plateforme technologique innovante "Pivot"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lame fendue (Split toe)					Conception esthétique, revêtement anatomique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amortisseur de chocs verticaux										●	●				
Rotation															
Adhérence au sol multi-axiale	●			●											
Orteil séparé	●			●		●	●	en option							
Compatible UNITY®	●	●	●	●		●	●	●		●	●				
Code LPPR	2794079	2756825	2732428	2716056		2729521	2732724	2734700	2711120	2712325 + 2709406					

*avec pyramide et revêtement de pied (pointure 27)