

OP4 KNEE™



OP4 Knee è un ginocchio monocentrico pneumatico con freno automatico. Grazie al freno regolabile, il ginocchio può essere adattato alle esigenze di sicurezza dell'utente.

- Regolazione dell'azione frenante
- Fase swing regolabile individualmente per una andatura armoniosa
- Angolo di flessione elevato per maggior libertà dei movimenti
- La protezione del ginocchio fornisce maggior protezione sia al ginocchio che agli indumenti




GINOCCHI E GAMBE
ÖSSUR

Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transfemorale
Livello di attività:	Moderato ad alto
Limite peso:	100kg

Informazioni sul prodotto	
Altezza ginocchio:	198mm
Peso ginocchio:	0,680kg
Flessione:	145°

INGOMBRO



KIT

Cod.prod.	Descrizione
1720185	OP4 Knee
1970762	Rivestimento rotula OP4 nero