



touch
bionics BY ÖSSUR

livingskin™

Prótese estética feita com silicone de alta definição.

- Pintura e modelagem customizada garantem resultado individualizado, incluindo:
 - Combinação otimizada do tom de pele de cada usuário.
 - Detalhes personalizados com pêlos, sardas ou cicatrizes.
- A capacidade funcional da prótese livingskin™ pode assistir as atividades diárias como empurrar, puxar, estabilizar, digitação.
- Cor da pele e outras características ficam em uma camada abaixo da camada externa para prevenir desgaste.
- SeasonGuard® ajuda no ajuste para garantir combinação correta da cor no decorrer do ano.
- O formato pode ser ajustado para o posicionamento de cada dedo para tarefas específicas.
- Silicone permite uma opção de prótese durável, versátil e praticamente à prova de manchas.
- A prótese livingskin pode ser utilizada como solução complementar à prótese mioelétrica para revezar conforme vontade de cada usuário.

várias opções disponíveis



ÖSSUR



TOUCH
SOLUTIONS

As soluções Össur Touch são criadas para proporcionar as melhores soluções para pessoas com deficiência em membros superiores.

GARANTIA DE ACEITAÇÃO

Touch Bionics está comprometida a entregar o máximo de qualidade em seus produtos livingskin. Nossa Garantia de Aceitação certifica que o produto seja entregue de acordo com as necessidades do paciente.

Nosso revolucionário iPad com sistema de captura based color permite que você capture com precisão os tons de pele e selecione características como pêlos, unhas, veias, ou sardas. Com um design intuitivo, o passo a passo simples na tela guia você por todo o processo resultando em uma prótese de alta qualidade.



SIGA A ÖSSUR ONLINE



contato@ossur.com.br

www.ossur.com.br

 **ÖSSUR**[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS