



ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

MANTENGA LA ALINEACIÓN CON EL PRO-FLEX LP ALIGN

Independientemente de si desea llevar calzado elegante, zapatillas cómodas o simplemente quitarse los zapatos después de un largo día y caminar descalzo en casa, es importante mantener la alineación.

VESTIR PARA CADA OCASIÓN, SIN COMPROMETER LA ALINEACIÓN.

El nuevo Pro-Flex LP Align aborda este desafío de frente permitiendo que usted mismo pueda alinear su prótesis y asegurando que no compromete la postura o la marcha debido a los diferentes tipos de calzado. El Pro-Flex LP Align le permite alinear su prótesis con el calzado de su elección con el simple toque de un botón, hasta 7 cm de altura del talón!

MAYOR ESTABILIDAD Y MENOR CANSANCIO PARA REFORZAR SU CONFIANZA

El Pro-Flex LP Align no solo ofrece una alineación ajustable fácil de usar, sino que también ofrece un buen retorno de energía y ayuda a reducir la fatiga, al tiempo que aumenta la estabilidad y la confianza. La quilla con forma anatómica que incluye dedo para sandalia y un diseño de longitud completa eficaz, ofrecen mayor estabilidad, mejor progresión plantar y contribuyen a una marcha más simétrica. La ligera curvatura en el dedo del pie también garantiza un buen ajuste en diferentes configuraciones de altura del talón.

FUNDA CON FORMA ANATÓMICA PARA UNA FUNCIÓN ÓPTIMA

Ligera y lavable, incluye una suela de agarre para mejorar la estabilidad del pie descalzo en superficies mojadas o resbaladizas, además de una división de dedo para usar con chanclas o sandalias. Se ofrece una funda cosmética de pantorrilla hecha del mismo material ligero y duradero que la funda del pie para los tamaños 22-26 (cat. 1-5), especialmente para adaptarse a la alineación.

CÓMO MANTENER LA ALINEACIÓN

Para evitar una mala alineación y sus problemas asociados, Össur ha creado un tutorial en vídeo, además de una guía de referencia rápida que podrá consultar sobre la marcha. Esto le guiará a través de los sencillos pasos para mantener una alineación correcta con el Pro-Flex LP Align. Además, le recomendamos que practique con su técnico protésico para garantizar que realiza la alineación de forma correcta.

¿Le gustaría aprender a mantener la alineación? Vea nuestro vídeo y consulte la guía de referencia rápida.

La altura del talón se puede ajustar hasta 7 cm con el simple toque de un botón.

Longitud completa eficaz de quilla para un mejor apoyo y posibilidad de uso de sandalias.

El dedo flexible se adapta a los ajustes para diferentes alturas de talón.

El diseño de 3 quillas proporciona un retorno de energía dinámico.

