

SENSITIVE™ LOCKING



För låg- till medelaktiva protesanvändare med ömma, tryckkänsliga stumpar, som föredrar suspensionsmetod med låspinne eller linkoppling.

- God komfort till följd av bra vidhäftning och stabilisering av mjukdelarna.
- Tillverkad i ett mjukt och dämpande silikonmaterial.
- Slitstarkt textilöverdrag med låg friktion underlättar på- och avtagning.




Sensitive Locking 3 mm är i en och samma proteshylsa fullt utbytbar mot Relax Locking och Protect Locking med 3 mm:s profil.

Sensitive Locking 6 mm är fullt utbytbar mot Relax Locking 6 mm.

Kan med fördel användas tillsammans med Icelock® 600 Serien.

Mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under.

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transtibial
Impact:	Låg till medel
Linerinformation	
Storlekar:	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45
Profil:	3 mm eller 6 mm
Material:	3 mm: Durometer: 40 6 mm: Durometer: Soft 30
Matrix:	5 cm + 3 cm eller 10 cm + 3 cm
Garanti:	6 mån



ÖSSUR LINERS

SUSPENSIONSMETOD



LOCKING

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



FABRIC COVER

SENSITIVE LOCKING

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod	Matrix
M8913xx	3 mm	Locking	5 cm + 3 cm
M8915xx	3 mm	Locking	10 cm + 3 cm
M8916xx	6 mm	Locking	5 cm + 3 cm
M8914xx	6 mm	Locking	10 cm + 3 cm

xx = Stl. Stl = omkrets i cm.