


# ICEFORM® SLEEVE



För låg- till medelaktiva protesanvändare.

Tillverkad i TPE-material och försedd med ett sömlöst, hållbart tygöverdrag. TPE-materialet gör det möjligt att forma sleeveven efter protesanvändarens stumpform.

TPE-materialets elasticitet och wave-design underlättar vid flexion av knät och ger en förbättrad användarkomfort och säker suspension. Kan med fördel användas tillsammans med Protector art.nr. M00020x.



| Brukarinformation  |                    |
|--------------------|--------------------|
| Amputationsnivå:   | Transtibial        |
| Impact:            | Låg till medel     |
| Produktinformation |                    |
| Storlekar:         | 35, 41, 49, 55, 62 |

## ICEFORM SLEEVE

| Art.nr.  | Storlek | Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella |
|----------|---------|---|
| S-201135 | 35      | 35-41 cm                                |
| S-201141 | 41      | 41-49 cm                                |
| S-201149 | 49      | 49-55 cm                                |
| S-201155 | 55      | 55-62 cm                                |
| S-201162 | 62      | 62-76 cm                                |

