

A woman with long blonde hair, wearing a bright blue short-sleeved top and a matching blue skirt, is walking on a city sidewalk. She has a prosthetic right leg. She is carrying a brown handbag and a grey shopping bag. The background shows a busy street with other pedestrians and buildings.

 **ÖSSUR**<sup>®</sup>  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Pro-Flex<sup>®</sup> LP Align

Dotrzymuj kroku



Pro-Flex® LP Align

Dotrzymuj kroku

## DOTRZYMUJ KROKU

Żyjemy szybko i intensywnie. Spacerzy po parku, zabawa z dziećmi, spotkania z przyjaciółmi, wyjście do pracy — większość aktywności wymaga odpowiedniego typu obuwia. Niezależnie od tego, czy chcesz nosić eleganckie, czy wygodne buty, lub po prostu marzysz o tym, aby zdjąć obuwie po długim dniu i chodzić po domu bosy, proteza Pro-Flex LP Align zapewni Ci odpowiednie dopasowanie.

Tak zwyczajna rzecz, jak zamiana codziennego obuwia na biznesowe lub chodzenie bosy może znacząco wpłynąć na prawidłowe dopasowanie protezy. Czasami konieczna jest wizyta u protetyka, aby odpowiednio dopasować nogę do obuwia. Nie ma wątpliwości co do tego, że źle dopasowana proteza powoduje zniekształcenie postawy i utrudnia chód.

Możesz ubierać się stosownie do okazji — bez ograniczeń. Jest to możliwe dzięki nowej stopie protezowej Pro-Flex LP Align, którą można samodzielnie dopasowywać, aby zmiana obuwia nie powodowała zniekształcenia postawy ani chodu. Stopa Pro-Flex LP Align pozwala dopasować protezę do noszonego obuwia za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Możesz zmieniać swój styl tak łatwo i często, jak chcesz.

Niewielki wybór obuwia może ograniczyć swobodę, jednak chodzenie z nieprawidłowo dopasowaną protezą może mieć gorsze skutki. Zła postawa może powodować poważne problemy zdrowotne, na przykład bóle krzyża, a także powikłania w obrębie kikutu oraz mieć negatywny wpływ na dynamikę chodu.

Praca Kostasa jako cukiernika wymaga noszenia określonego stroju i obuwia odpowiedniego do intensywnej pracy w kuchni. Jednak, kiedy Kostas nie pracuje, lubi nosić wybraną przez siebie odzież i buty.

**“Znalezienie butów może być naprawdę trudne i frustrujące. Muszą one być nie tylko wygodne, ale również zapewniać prawidłową postawę. Zmiana butów to trywialna sprawa, jednak — jeśli nie możesz tego zrobić — skutki są poważne”.**

### DOTRZYMUJ KROKU

Dzięki regulacji stawu skokowego stopa Pro-Flex LP Align zachowuje dynamiczne właściwości w różnych rodzajach obuwia, co zapewnia wygodę podczas chodzenia i stania oraz naturalną postawę.

Paola prowadzi intensywny tryb życia. Jest poza domem przez wiele godzin dziennie i musi mieć możliwość szybkiej zmiany stroju codziennego na biznesowy, bez wpływu na jej postawę i zdolność chodzenia.

**“Mam teraz o wiele więcej możliwości. Nie muszę już martwić się nieprawidłową postawą, a wszyscy wiemy, że to bardzo ważne”.**



### DYNAMICZNA KONSTRUKCJA STOPY

Stopa Pro-Flex LP Align zapewnia nie tylko możliwość łatwego dopasowania protezy w celu uzyskania prawidłowej postawy, ale również dobry zwrot energii dzięki konstrukcji listew stopy opartej na technologii Pro-Flex LP. Stopa gwarantuje dobre poziomy zwrot energii i pomaga zmniejszyć zmęczenie, jednocześnie zwiększając stabilność i pewność. Użytkownicy zaznajomieni z produktami z rodziny Pro-Flex z pewnością rozpoznają anatomicznie ukształtowaną listwę stopy z dzielonym paluchem i konstrukcją pełnej efektywnej długości palucha. Te cechy zwiększają stabilność i zapewniają płynniejsze przejście z palców na piętę oraz bardziej symetryczny chód. Lekkie zakrzywienie palców zapewnia dobre dopasowanie również przy różnych ustawieniach wysokości pięty.

### POKRYCIE STOPY

Stopa jest wyposażona w anatomicznie ukształtowane pokrycie, zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania listwy podeszwy. Jest lekkie i można je prać. Ma przyczepną podeszwę, zapewniającą stabilność podczas chodzenia bosy na mokrych lub śliskich powierzchniach oraz dzielony paluch, ułatwiający noszenie japońskich i sandałów. Kształt pokrycia dostosowano do mniejszych rozmiarów (22–26), zapewniając lepsze dopasowanie w przypadku wąskich butów. Kosmetyczne pokrycie łydki wykonane z tego samego, lekkiego i wytrzymałego materiału, co pokrycie kosmetyczne stopy, jest dostępne dla rozmiarów 22–26 (kat. 1–5), aby umożliwić regulację stopy.


## ZALETY STOPY PRO-FLEX® LP ALIGN

Wysokość pięty można regulować do wysokości 7 cm za pomocą jednego naciśnięcia przycisku

Pełna efektywna długość palucha zapewnia lepszą postawę i umożliwia noszenie sandałów

Elastyczny paluch dostosowuje się do różnych wysokości pięty

3-listwowa konstrukcja pozwala uzyskać dynamiczny zwrot energii





## OPINIA EKSPERTÓW

„Jako inżynier i protetyk cieszę się, że mogę zaoferować osobom po amputacji większą niezależność i wolność! Możliwość zmiany obuwia jest istotna. Osoby używające stopy Pro Flex LP Align mogą szybko odpowiednio dopasować swoją protezę, zachowując stabilność i jakość ruchów. Poruszanie się z użyciem prawidłowo dopasowanej protezy może przyczynić się do zmniejszenia bólu pleców i wyeliminowania innych problemów wynikających z nieodpowiedniego ustawienia”.



Dypl. inż. Merkur Alimusaj, Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy

## JAK ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE

Aby zapobiegać niedopasowaniu i wynikającym z tego problemom, firma Össur przygotowała samouczek wideo, a także podręczny przewodnik, w którym można szybko znaleźć potrzebne informacje. Przedstawiono w nich proste kroki umożliwiające utrzymanie prawidłowego dopasowania podczas korzystania ze stopy Pro-Flex LP Align. W celu upewnienia się, że dopasowanie jest prawidłowe, zalecamy również skonsultowanie się z protetykiem ortopedą.



### PODRĘCZNY PRZEWODNIK I SAMOUCZEK WIDEO MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ:

<https://www.ossur.com/prosthetic-solutions/products/dynamic-solutions/pro-flex-lp-align>



WWW.OSSUR.COM

Össur Polska Sp. z o.o.  
Rogozińskiego 6  
31-559 Kraków

TEL +48 128812570  
FAX 00800-35393299  
orders.polska@ossur.com

 **ÖSSUR**  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS