

FORMFIT® TRACKER

Formfit® Tracker med mikrojusterbart ReflexWing™-stöd som riktar in knäskålen och ger dynamiskt sidostöd för vanliga knästillstånd. Det lättviktiga FlyWeight™-tyget har andningsförmåga och en lågprofildesign som känns skön mot huden och minimerar glidning. PowerLock™-banden fungerar parallellt med värmeformbara CustomFit™-gångjärn för att ge anpassningsbart stöd för patienten.

INDIKATIONER

För knästillstånd som kan förbättras av att rikta in knäskålen och/ eller patienter som behöver extra sidostöd till knäskålen, t.ex:


- lateral subluxation/dislokation av knäskålen
- lateral felställning

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR


- CustomFit™-gångjärn för anpassad passform och stöd
- Anti-Migration Tech™ minimerar glidning
- PowerLock™-remmar för säkert sidostöd
- ReflexWing™-stöd för bekväm inriktning av knäskålen
- Mjukt FlyWeight™-tyg med andningsförmåga
- Hållbart och maskintvättbart



NÖDVÄNDIGA MÅTT & BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING



Omkrets vad 15 cm under mitten av patella



Omkrets lår 15 cm över mitten av patella

Storlek	Omkrets vad 15 cm under mitten av patella		Omkrets lår 15 cm över mitten av patella		Vänster	Höger
	cm	inch	cm	inch		
XS	25 - 30	10 - 12	33 - 39	13 - 15½	719162	719152
S	30 - 35	12 - 14	39 - 47	15½ - 18½	719163	719153
M	35 - 40	14 - 16	47 - 53	18½ - 21	719164	719154
L	40 - 46	16 - 18	53 - 60	21 - 23½	719165	719155
XL	46 - 51	18 - 20	60 - 67	23½ - 26½	719166	719156
XXL	51 - 56	20 - 22	67 - 75	26½ - 29½	719167	719157
3XL	56 - 61	22 - 24	75 - 81	29½ - 32	719168	719158

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
ReflexWing™-stöd	719100