

BALANCE™ FOOT S

Baixa atividade.
Alta tecnologia.

Apresentamos o novo **Balance Foot S**. A combinação entre uma suave amortecedor no calcanhar, a exclusiva forma em C, uma quilha larga com dedo separado e uma unidade opcional de torção, faz com que o Balance Foot S proporcione a estabilidade, segurança e confiança exigidas pelos utilizadores do nível K2, enquanto elevam a sua experiência para o nível seguinte.

- ① **Forma em C**
Desenhado para melhorar a amplitude de movimento do tornozelo de forma a facilitar pôr-se de pé desde a posição de sentado e proporcionar uma marcha mais fluída e natural.
- ② **Amortecedor de calcanhar**
O amortecedor de calcanhar, formado por um composto estável de espuma acolchoada, contrai e endurece gradualmente de forma a facilitar uma progressão plantar suave e a elevação dos dedos.
- ③ **Largura da Quilha**
Projetada para velocidades de marcha de nível lento a moderado.
- ④ **Dedo Separado**
Proporciona uma estabilidade multiaxial nas diferentes superfícies do dia a dia.
- ⑤ **Unidade de torção opcional**
Permite restaurar as capacidades de torção perdidas, reduz as forças de corte e absorve o impacto vertical.
- ⑥ **Sistema de Vácuo Unity sem necessidade de manga de suspensão (opcional)**
Ajuda a reduzir as flutuações de volume e as forças de corte no interior do encaixe.



NOVO!
Balance™ Foot S



NOVO!
Balance™ Foot S Torsion

CARACTERÍSTICAS DO BALANCE™ FOOT S E DO BALANCE™ FOOT S TORSION



COMPRIMENTO DE QUILHA COMPLETO



MULTIAXIALIDADE E ADAPTAÇÃO AO TERRENO



DEDO SEPARADO



DEDO PARA SANDALIA



À PROVA DE ÁGUA



À PROVA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS quando combinado com Unity

BALANCE FOOT S	BALANCE FOOT S TORSION
<p>Altura de montagem</p> <p>22-24 : 122 mm 25-27 : 126 mm 28-30 : 240 mm</p> <p>10 mm</p> <p>Peso do pé (Tamanho 27, Cat 5) : 622 g con revestimento cosmético e meia</p>	<p>Altura de montagem</p> <p>22-24 : 197 mm 25-27 : 204 mm 28-30 : 222 mm</p> <p>10 mm</p> <p>Peso do pé (Tamanho 27, Cat 5) : 996 g con revestimento cosmético e meia</p>

INDICAÇÕES

- Amputações transtibiais e transfemorais
- Nível de impacto baixo a moderado
- Peso máximo do utilizador: 147 kg

OPÇÕES

- Disponível nos tamanhos 22-30, categorias 1-8
- Unity disponível para os tamanhos 22-30

MEIAS SPECTRA

Ref#	Descrição	Tamanho	Cor
FCX63022	Meia Spectra pequena (S) 1 un.	22-25	Preto
FCX63022-15	Meia Spectra pequena (S) 15 un.		
FCX63025	Meia Spectra grande (L) 1 un.	26-30	
FCX63026-15	Meia Spectra grande (L) 15 un.		

OPÇÕES DE KIT

- BSPOXYZ Balance Foot S com revestimento cosmético
- BSPUXYZ Balance Foot S com Unity e revestimento cosmético
- BST0XYZ Balance Foot S Torsion com revestimento cosmético
- BSTUXYZ Balance Foot S Torsion com Unity e revestimento cosmético

X: categoria 1-8, YY: tamanho do pé (22-30),

Z: lado L/R (esquerdo/direito)

- Para escolher o revestimento de cor castanha, adicione o sufixo "BR" à referência.

OPÇÕES DE REVESTIMENTO COSMÉTICO

- FST0YYZ - FST - Kit de revestimento cosmético
- YY: tamanho do pé (22-30), Z: lado L/R (esquerdo/direito)
- Inclui: Revestimento cosmético, fixação para revestimento cosmético e meia preta Spectra
- Para seleccionar o revestimento de cor castanha, adicione o sufixo "BR" à referência.

GARANTIA

- Balance Foot S: 36 meses
- Balance Foot S Torsion: 36 meses
- Módulo de bomba Unity: 36 meses
- Válvula e membrana Unity: 12 meses

GUIA DE SELEÇÃO DE CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Categoria de impacto baixo									
Tamanho 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Tamanho 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Tamanho 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8